

KENDALL™

APÓSITO KERLIX AMD

Ficha Técnica

Marca:	Kerlix™
Clasificación de riesgo:	EU IIA / FDA I
Método de esterilización:	ETO
Vida útil:	60 meses

Los rollos AMD Kerlix™ están impregnados con PHMB (Polihexametileno de Biguanida), un antiséptico potente pero seguro que tiene un amplio rango de efectividad contra microorganismos Gram positivos y Gram negativos incluyendo algunas cepas resistentes a múltiples medicamentos como MRSA (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina)

1. Información básica del producto

- Rollo de gasa 100% algodón
- Impregnado en PHMB Polihexametileno Biguanida al 0,2% con amplio espectro antibacteriano; MRSA, VRE, G, (+), G (-), hongos y levaduras.
- Previene la infección en la herida.
- Resiste la colonización bacteriana dentro del apósito.
- Proporciona una acción de absorción rápida, y al mismo tiempo de aireación.
- 6 capas de tejido prensado. No genera hilachas.
- Estéril.
- Hipoalergénico.

2. Otras Especificaciones

- Cobertura de heridas como apósito primario o secundario.
- Cobertura de laceraciones y abrasiones.
- Uso en heridas cavitadas, con moderado a alto gasto de exudado.
- Uso en quemaduras.
- Funciona en combinación con otros apósitos.
- Controla la infección de la herida

3. Presentación

CÓDIGO

3331-
3332

DESCRIPCIÓN

KERLIX™ AMD ROLLO DE GASA 10CM X 4M.
KERLIX™ AMD ROLLO DE GASA 10CM X 4M.

UNIDAD DE MEDIDA

60 UNIDADES
100 UNIDADES



Fabricante : Covidien LLC- 15 Hampshire - USA