

KENDALL™

MEDIAS ANTIEMBOLICAS TED RODILLA - MUSLO


FICHA TÉCNICA

Marca /Fabricante (Planta)	KENDALL / COVIDIEN
Número de Registro INVIMA	2009 DM-0004053
Fecha Vencimiento registro	25-06-2019
Clasificación de riesgo	I
Método de esterilización	NE

Las medias antiembólicas T.E.D™ aplican compresión graduada clínicamente comprobada como coadyuvante para reducir la incidencia de TVP y favorecer el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo en las piernas (138%1 vs flujo prom) por la compresión del sistema venoso profundo.

1. Información básica del Producto

- Libres de látex.
- Disponible en diferentes tallas y longitudes para adaptarse a las necesidades y/o anatomía de cada paciente
- Banda interrumpida en zona proximal, que evita la formación de torniquete
- Escudete superior doble laminado evita que la media se escurra.
- Orificio distal para verificar perfusión sin la media.
- Muy suave al contacto con la piel del paciente.
- Ofrece compresión graduada así:
 - 18 mm Hg en el tobillo
 - 14 mm Hg en la Pantorrilla
 - 8 mm Hg en zona poplítea y zona inguinal.
- “Bandas “Spandex” que garantizan compresión graduada y con mínimo gradiente en zonas poplítea e inguinal para evitar compresión sobre paquetes vasculonerviosos de la pierna.



2. Otras Especificaciones

- Longitud: Muslo y rodilla
- Color: blanco.
- Material: Nylon 74,5% / Spandex 15,6% / Poliester 9,9%
- Uso: Uso en un solo paciente.
- Código SIC del importador: 900961620

3. PRESENTACIONES

MEDIAS ANTIEMBOLICA AL MUSLO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
3071LF	S Pequeña Corta	Caja x 6 pares
3130LF	S Pequeña, Regular	Caja x 6 pares
3222LF	S Pequeña, Larga	Caja x 6 pares
3310LF	M Mediana, Corta	Caja x 6 pares
3416LF	M Mediana, Regular	Caja x 6 pares
3549LF	M Mediana, Larga	Caja x 6 pares
3634LF	L Larga, Corta	Caja x 6 pares

KENDALL™

MEDIAS ANTIEMBOLICAS TED RODILLA - MUSLO

FICHA TÉCNICA

3.PRESENTACIONES

MEDIAS ANTIEMBOLICA AL MUSLO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDAD
3728LF	L Larga, Regular	Caja x 6 pares
3856LF	L Larga, Larga	Caja x 6 pares
4010LF	XL X-Larga, Corta	Caja x 6 pares
3181LF	XL X-Larga ,Regular	Caja x 6 pares
3182LF	XL X-Larga , Larga	Caja x 6 pares
3184LF	XXL XX-Larga, Regular	Caja x 6 pares

3.PRESENTACIONES

MEDIAS ANTIEMBOLICA A RODILLA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDAD
7071	S Pequeña Regular	
7115	M Mediana, Regular	Caja x 12 pares
7480	M Mediana, Larga	Caja x 12 pares
7203	L Larga, Regular	Caja x 12 pares
7604	XL X-Larga, Regular	Caja x 12 pares
7802	XL X-Larga, Larga	Caja x 12 pares
7470LF	XXL XX-Larga, Regular	Caja x 12 pares
7471LF	XXL XX-Larga, Larga	Caja x 12 pares
7472	XXX-Larga, regular	Caja x 12 pares